



KANOMAX
The Ultimate Measurements

浮游菌采样器 MODEL 3080

■ Andersen 原理空气采样器

撞击速度 < 20m/s、安德森撞击等级6级

■ 排气过滤保护

内置排气过滤器、有效管控排气净化

■ 声光报警

实时监测流量、异常时可声光报警

■ 316不锈钢采样头

专业材质、易清洁、便于消毒灭菌

■ 采样量可预设、可编辑

内设8种采样量、也可根据需求另行编辑 (20~6000L)

■ 安全控制、审计追踪

64个可编辑操作用户，支持多级用户权限管理与审计追踪

■ 可远端遥控操作

配备红外线远程遥控器、可同时操控5台仪器

■ 通讯方便、可打印且兼容

USB、ModBu协议、连接打印机（选配）后即可实现现场打印
兼容洁净室环境动态在线监测系统

■ 友好界面、多种语言、操作简单

选项丰富、设计科学、中英日三种语言切换显示
涵盖数据、权限、报警、人员、采样时间及地点、采样量、
采样次数等操作日志

■ 产品应用

制药、医院、食品和饮料、无尘室、生物安全柜、光电隔离器、室内空气品质、博物馆、图书馆、化妆品、纺织、农业等领域的无菌环境监测应用。



全新
推出



规格参数

型 号	3080
流 量	100L/min 精度 $\pm 2.5\%$
原 理	安德森撞击
采样体积	20 ~ 6000L
间隔时间	10s ~ 1h
延迟时间	0s ~ 23h59min59s
采样周期	2 ~ 300次或连续测量
测试场所	可编辑备注
测试方式	单次测试、重复测试
权限管理	多级权限管理
培 养 皿	90 ~ 100mm / 55 ~ 84mm
排气过滤	ISO3级
L E D 灯	状态、报警
语 言	中文、日文、英文
显 示 屏	4.3inch彩色触摸屏
通 讯	USB、RS485 (ModBus RTU)
数据存储	本体10000组、U盘、csv格式、操作日志报告
数据内容	日期、时间、地点、操作者、采样时间、体积、周期、状态
功 能	彩色触摸屏 多级权限管理 采样流量可编辑、预设 不锈钢采样头可直接灭菌 智能报警 直观采样界面显示 采样地点可编辑备注 重复、单次多种模式可选 一键数据导出、打印 可遥控操作
电 源	Li-Ion充电电池、AC 100 ~ 240 V
电池使用时间	7h
操作环境	0 ~ 40℃、0 ~ 90%RH非冷凝
本体重量	3.2kg
本体尺寸	136 X 235 X 133mm
配 置	保护箱、AC适配器、使用说明书、原厂检定报告、遥控器、U盘、培养皿基座调整工具
选 配	高压气体采样器组件、打印机

相关产品



注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。



沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56- 39号中粮广场1315

电话：(024)23846440 83951688 83951788

传真：(024)23898417

Http://www.kanomax.com.cn E- mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024



或扫描二维码



ISO9001认证



ISO14001认证

*2024年6月印制